



**BIOPTRON<sup>®</sup>**   
COLOR LIGHT THERAPY

By Zepter Group



BIOPTRON SZÍNSZŰRŐK



## BIOPTRON SZÍNSZŰRŐ KÉSZLET AZ ÖN JÓ KÖZÉRZETÉÉRT

### A FÉNY ÉS A SZÍNEK ALAPVETŐEN FONTOSAK A TEST ÉS A LÉLEK SZÁMÁRA

A BIOPTRON színszűrő készlet a színek és a fény segítségével kiegyensúlyozza és serkenti testünk energiaközpontjait. A színek az elmére, a testre, és a szellemre egyszerre fejtik ki a hatásukat. Energiáink kiegyensúlyozása által a további problémák is megelőzhetővé válnak.

A színek jótékony hatását már a történelmi korokban is ismerték. Az első embereket is a nap táplálta és melegítette; a virágok, fák, állatok, az ég és a tenger pedig befolyásolta közérzetüket és hangulatukat.

Közérzetünk minden technológiai fejlődés ellenére ma is közvetlenül függ a színek hatásától. A hosszú, szürke téli hónapok alatt például jócskán megcsappannak energiáink, hiszen a színek állandó hiánya depresszióra hajlamosít.

Abban a pillanatban azonban, mikor az első tavaszi napsugarak színárba borítják környezetünket, a mi rosszkedvünk is egyből elillan, visszanyerjük energiáinkat és optimista hozzáállásunkat.



**BIOPTRON** színszűrő készlet bioinformáció alkalmazásához az akupresszúrás pontokon ill. a csakrák stimulációjához  
PAG-965



**BIOPTRON** színszűrő készlet a csakrák stimulációjához  
PAG-992



## BIOPTRON SZÍNSZŰRŐ KÉSZLET AZ ÖN JÓ KÖZÉRZETÉÉRT

### A SZÍN ENERGIA

A színeket nem csupán vizuálisan érzékeljük, de tudat alatt bőrünkön, izmainkon, sőt, testünk minden sejtjén keresztül is magunkba szívjuk őket. Testünkbe hatolva a színek különböző kémiai reakciókat indítanak el, melyek befolyásolják szerveink és szervrendszereink működését. A színes fény használata manapság az egész világon rendkívüli népszerűségnek örvend. A színek segítenek feltölteni szöveteink és szerveink energiaraktárait, ezzel növelve ellenállóképességünket. Az újonnan feltöltött energiák pedig erőt adhatnak a betegségek legyőzéséhez.

## A SZÍNEK HASZNÁLATÁNAK TÖRTÉNETE

A színek használata nem új felfedezés. Már az ősi egyiptomi, indiai és kínai civilizációk emberei is ismerték és használták a színek jótékony erejét. Az egyiptomiak például színes üvegeken és kristályokon átszűrődő fényel gyógyították betegeiket. Arra is vannak bizonyítékok, hogy az ősi Kína doktorai citromsárga színnel kezelték a gyomor betegségeit, a skarlátban szenvedőknek pedig azt tanácsolták, hogy viseljenek vörös sálát a nyakukon.

Avicenna, a 11. századi gyógyító írásaiiban maradt fenn az a tanács, miszerint a súlyosan vérző embernek nem szabad vörös dolgokat néznie, ellenben a kék nyugtató hatását kell használnia a vérzés csillapítására. Szintén tudjuk róla, hogy praxisában színes kenőcsöket és elixíreket használt. A 16. században Paracelsus – akit a modern európai orvoslás megalapítójaként tisztelünk – felelevenítette a színekkel való gyógyítás tudományát és filozófiáját, együtt alkalmazva a színes fénysugarak, valamint a zene és a növények jótékony hatásait. Munkásságát kortársai komolytalanak ítélték, műveinek nagy részét pedig elégették. Ennek ellenére Paracelsust ma sokan korának egyik legnagyobb gyógyítójaként tartják számon.



### Avicenna

Ibn Sina, másnéven Avicenna perzsiai doktor, filozófus és tudós volt. Leghíresebb művei *A Gyógyítás Könyve* és a *Kánon*. Ez utóbbi közel öt évszázadon keresztül tananyag volt Európa egyetemlein.

### Paracelsus

Paracelsus svájci orvos volt. A Közel-Kelet országait járva olyan alkímisták és doktorok után kutatott, akiktől elleshette a gyógyítás fortélyait. Tőlük tanulta többek között, hogy a sebek maguktól begyógyulnak, amennyiben szabadon levegőzhetnek, és nem fertőződnek el. Tudása híressé tette őt kortársai között.

### Newton

Sir Isaac Newton angol fizikus, matematikus, asztronómus, természettudós és alkímista volt. Sokan őt tartják a tudománytörténet legnagyobb alakjának.

## A NAPFÉNY 7 SZÍNE

A szín fény, és a fény szín. A naptól áradó fény különböző frekvenciákon rezeg, melyeket a refrakció (fénytörés) módszerével képesek vagyunk elkülöníteni egymástól. Mikor a fény egy kristályprizmán halad át, megtörik, és spektrumának hét színére válik szét. Minden színnek megvan a maga frekvenciája. Ha az így elkülönült színes sugarak egy újabb prizmán haladnak át, ismét fehér fénné állnak össze. Ezt a jelenséget először Isaac Newton, a nagy angol fizikus írta le a 17. században.

Newton felfedezése a szivárvány keletkezésénél is tetten érhető. Mikor a napfény átszűrődik a vízcseppeken, melyek apró prizmákként működnek, sugarai hét színükre válnak szét. Minél nagyobbak a cseppek, a szivárvány színei annál tündöklőbbek lesznek.



## SZÍNHULLÁMHOSSZOK ÉS FREKVENCIÁK

Az energia hullámokban terjed. Az egymást követő hullámok közti távolságot hullámhossznak, a hullámok egy másodperc alatti rezgéseinek számát pedig frekvenciának nevezzük. Általános szabály, hogy minél nagyobb a hullámhossz, annál alacsonyabb a frekvencia. Minden színnek megvan a maga, csak rá jellemző frekvenciája és hullámhossza. Az elektromágneses spektrumnak csupán egy kis tartománya érzékelhető az emberi szem számára. A legrövidebb hullámhosszal az ibolyaszín, a leghosszabbal pedig a vörös rendelkezik. Az ibolyán túl található az ultraibolya sugárzás tartománya, mely bár szemünk számára láthatatlan, ugyanúgy képes áthatolni testünkön. A nap sugarainak ezen része az, melynek bőrünk barnaságát köszönhetjük. Az ultraibolya sugárzás ezen kívül a felületi baktériumok ellen is hatásos.

A spektrum másik oldalán a legnagyobb hullámhosszal rendelkező vörös szín áll. Ezen túl található az infravörös, még tovább pedig a mikro-, a radar-, a rádió-, illetve a televíziós hullámok, melyek egytől egyig láthatatlanok az emberi szem számára. A vörös, a narancssárga és a citromsárga a legnagyobb általunk is érzékelhető hullámhosszal rendelkező színek. Mivel a tűz és a napsütés jut róluk eszünkbe, meleg színeknek is nevezzük őket.

A zöldet, a kéket és az ibolyát hasonló érzékleti alapon hideg színeknek hívjuk. Ezek rövidebb hullámhosszal terjednek, és a tenger, a folyók, az ég, illetve a téli hajnalok érzetét keltik bennünk. Más néven távolító színeknek is nevezzük őket, mert energiájuk lassabban éri el a szemünket. Minden meleg színnek megvan a maga hideg kiegészítője: vörös-kék, narancssárga-indigókék, citromsárga-ibolya, zöld-piros (magenta).



## A SZÍNEK HASZNÁLATÁNAK ALAPELVE

A színhasználat alapelve szerint minden szervnek megvan a maga egészséges működésére jellemző frekvenciája, és minden betegség a test természetes válasza az őt ért feszültségekre. A feszültség megváltoztatja az energia frekvenciáját, mely kihat a szerv egészségi állapotára. Egy szerv működésében beállt változás háttérben tehát valamely stresszhatás által okozott rezgésszám emelkedés, illetve csökkenés állhat, mely egyaránt lehet vegyi, mechanikus, illetve termikus eredetű.

Az elhízás jó példa erre; a stressz, mellyel szívünket terheljük, ami megpróbál lépést tartani az emésztés és a keringés megnövekedett vérigényével, megváltoztatja ezen fontos szervünk természetes frekvenciáját. Miután hosszú ideig egy ilyen rossz frekvencián való működésre kényszerítjük, szívünk egyszer csak szívrohammal reagálhat a túlzott terhelésre. De említhetjük a drogok által megváltoztatott agyhullámok példáját is. Ez utóbbi frekvenciaváltozás fáradtsághoz, majd kimerültséghez, végső esetben pedig halálhoz vezet. A túlzott napozás úgyszintén megváltoztatja bőrünk sejteinek termelődési ütemét, így okozva pusztulásukat, mely bőregés formájában mutatkozik meg.

A színszűrők használata azon a feltevésen alapszik, miszerint ha valamelyik szervünk elveszítette egyensúlyát, a neki megfelelő frekvenciát hordozó szín energiájának segítségével helyreállíthatjuk azt.

Mindemellett sosem szabad elfelejtenünk, hogy egyetlen kiegészítő terápia sem helyettesítheti a szakértő orvosi kezelést. A hagyományos gyógymódok a színszűrők használatával kombinálva gyorsabb és látványosabb eredményeket hozhatnak.






## MELYIK SZÍNT HASZNÁLJAM? ISMERJE MEG 7 CSAKRÁJÁT!








A csakraelmélet azon a feltevésen alapszik, hogy ha egészségesek vagyunk, az élető energia egyenletesen áramlik testünkben. Hét meghatározott ponton ez az energia egy spirál mentén folyamatosan mozogva koncentrálnodik, sűrűsödik össze. Ezt a hét pontot nevezik csakrának. A „csakra” szanszkrit eredetű szó, jelentése 'kerék'. A színszűrőket a hét fő csakrán használjuk, de tudnunk kell, hogy ezek mellett még több kisebb energiaközpontunk is létezik.

Hét fő csakránk színes elemek rendszereként működik; ha mind fel van töltve, egyensúlyban vagyunk, tökéletes egészségnek és jó közérzetnek örvendünk. Ám ha csak az egyikük is lemerül, az egész rendszer borul. A színszűrők segítségével folyamatosan feltöltött állapotban tarthatjuk „csakra-elemeinket”.

A színspektrum színeinek frekvenciái megfeleltethetők a testünk hét fő csakrája által hordozott energiáknak, illetve a kapcsolódó szervek, izmok és csontok rezgés-szintjének. A narancssárga például a szakrális csakrával, illetve a petefészkekkel, a herékkel, a vesékkel, a medencével, a léppel és a belekkel áll párhuzamban. Emellett a csakrák a hormonokat termelő endokrin mirigyekkel is összeköttetésben állnak. A színeket használhatjuk az egész rendszer, de egy-egy csakra aktiválására is. Ha például torokfájás kínoz, torokcsakránkat többféleképpen aktiválhatjuk: kék fénysugarat irányíthatunk a területre, vizualizálhatunk egy nyakunkat beragyogó kék fénysávot, viselhetünk kék sálát, ehetünk kék ételeket (szőlő, oliva, szilva, áfonya, padlizsán), vagy ráhelyezhetünk a torkunkra egy lápis lazuli nevű, kék színű drágakövet. Azáltal, hogy a kék színnel kezeljük torokcsakránkat, megerősítjük hozzá kapcsolódó jellemvonásainkat is. Kommunikációs és önkifejező készségünk, igazságérzetünk stabilizálódik, kreativitásunk új erőre kap, és nem utolsó sorban a torokfájás háttérben álló blokkok is feloldódnak. Amennyiben egy csakrát túltöltünk saját színével, ajánlatos a megfelelő kiegészítő színnel kiegyensúlyozni azt.



A színszűrők hagyományos alkalmazásának példái:

CSAKRA	SZÍN	TERÜLET	FIZIOLÓGIAI KAPCSOLAT	HORMONÁLIS HATÁS	FIZIOLÓGIAI VÁLASZ	
gyökér	<b>vörös</b>		gerinc alapja	ivarszervek, végbél	adrenalin	félelem vagy bátorság, öntudatoság
szakrális	<b>narancs-sárga</b>		has alsó része	petefészkek, herék, vesék, belek	nemi hormonok	gyönyör, önbecsülés
napfonat	<b>citrom-sárga</b>		gyomor	hasnyálmirigy, máj, emésztőtraktus, bőr	inzulin	tisztaság, önértékelés
szív	<b>zöld</b>		szív	csecsemőmirigy, immunrendszer, keringés, tüdő	timozin	együttérzés, szeretet
torok	<b>kék</b>		torok	pajzsmirigy, légzőrendszer	tiroxin	kommunikáció, önkifejezés
homlok	<b>indigó-kék</b>		homlok	hipofízis, szemek, homloküreg	serkentő hormonok	intuíció, önmagunkért való felelősségvállalás
korona	<b>lila</b>		fejtető	tobozmirigy, agy, idegrendszer	melatonin	megvilágosodás, önismeret

A színszűrők használata nem helyettesítheti az orvosi konzultációt és kezelést. Ajánljuk, hogy a színszűrők használata előtt egyeztessen orvosával, hogy a program valóban alkalmas-e az Ön problémájának kezelésére.

## SZIVÁRVÁNY ZUHANY

Szervezetünk holisztikus rendszerét nagyszerűen egyensúlyban tarthatjuk, ha minden csakrát 1 percig kezelünk a neki megfelelő színnel. Ez tehát napi mindössze 7 percet vesz igénybe. A módszer naponta alkalmazható, és főleg azoknál ajánlott, akik sok időt töltenek mesterséges fényben. A szivárvány zuhany hatásának erősítésére egy rövid, az összes csakrát érintő, zöld fényel való megvilágítás ajánlott.

## A 7 SZÍN EREJE GYÖKÉRCSAKRA – VÖRÖS

A VÖRÖS SZÍN HATÁSA	HOL HASZNÁLJUK?	IDŐTARTAM
serkenti az idegrendszert, jótékony hatással van az érzékszervi zavarokra (szaglás, tapintás, látás, hallás és ízlelés)	gyökércsakra	vörös: 10 perc kék: 2 perc 3 hétig
felpezsdíti a vérkeringést; fázós természetűeknek ajánlott	gyökércsakra	vörös: 20 perc kék: 5 perc
energiával tölt fel	gyökércsakra	vörös: 15 perc kék: 3 perc igény szerint
serkentheti a májműködést	hasfal jobb oldalán	vörös: 3-5 perc kék: 1 perc 1 hétig
izmokra gyakorolt hatása segít a lumbágó kezelésében	begörcsölt izmok	vörös: 10 perc kék: 2 perc naponta kétszer, amíg enyhül a fájdalom
enyhítheti az ízületi fájdalmakat	a fájdalmas testtáj	vörös: 5 perc kék: 1 perc, illetve amíg enyhül a fájdalom

Pszichológiai szempontból a vörös az egészség, a tűz, a melegség, a vér, a szenvedély, az akarat, a túlélés, a düh, a tüzes vérmérséklet, a veszély és a rombolás szimbóluma. Stimulál, izgat, és irritál. Az erő érzésével tölti fel az embert.

## A 7 SZÍN EREJE SZAKRÁLIS CSAKRA – NARANCSSÁRGA

A NARANCSSÁRGA SZÍN HATÁSAI	HOL HASZNÁLJUK?	IDŐTARTAM
vérnyomásnövelés nélkül, kíméletesen serkenti a szív működését; alacsony vérnyomásra ajánlott	szakrális csakra	narancssárga: 3-5 perc indigókék: 1 perc naponta egyszer, amíg nincs érzékelhető javulás
segíti a csonttörés vagy ín-szalagszakadás utáni felépülést	sérülés helye	narancssárga: 3-5 perc indigókék: 1 perc naponta kétszer a teljes gyógyulásig
enyhe antidepresszánsként hat	szakrális csakra	narancssárga: 5 perc indigókék: 1 perc naponta egyszer, amíg nem javul a kedélyállapot
menstruációs fájdalmak enyhítésére, menopauzás zavarokra	szakrális csakra	narancssárga: 5 perc indigókék: 1 perc 5 napig
megindítja a szülés utáni tejtermelődést	mindkét emlő	narancssárga: 3 perc indigókék: fél perc naponta egyszer
javítja a tüdő működését	mindkét tüdőfél	narancssárga: 3 perc indigókék: naponta fél perc egy héten át

Pszichológiai szempontból a narancssárga a fizikai és mentális energiákat egyesíti. A kreativitás színe. Jó közérzetet és vidámságot generál. A melegség és a bőség szimbóluma. Az önbecsüléssel közvetlen kapcsolatban áll.



# Narancssárga

## A 7 SZÍN EREJE NAPFONATCSAKRA – CITROMSÁRGA

A CITROMSÁRGA SZÍN HATÁSA	HOL HASZNÁLJUK?	IDŐTARTAM
kedvező hatása van az idegekre és az idegrendszerre és serkenti az agyműködést	gyomorszáj	citromsárga: 10 perc lila: 2 perc
stimulálja a nyirokrendszert, méregtelenítheti a véráramot	gyomorszáj	citromsárga: 3-5 perc lila: 2 perc három hétig, lehetőleg könnyű diéta mellett
segít megszüntetni a székrekedést	köldök	citromsárga: 10 perc lila: naponta 2 perc a javulásig
enyhíti a szellemi kimerültséget	gyomorszáj	citromsárga: 15 perc lila: 3 perc 2-3 napig
segíti az emésztést, csökkentheti a savtúltengést	gyomorszáj	citromsárga: 20 perc lila: 5 perc
regenerálhatja a bőrt	gyomorszáj és a problémás bőrfelület	citromsárga: 10 perc lila: 2 perc hetente egyszer

Pszichológiai szempontból a citromsárga jótékony hatással van az elkeseredett és depressziós emberre. Az intellektus és az érzékelés színe. Hagyományosan a sárgát tartották az élet színének, mert örömet és vidámságot sugároz. Közvetlen kapcsolatban áll az önértékeléssel, vagyis azzal, hogy mit gondolunk saját magunkról. A személyiség és az ego színe.



## A 7 SZÍN EREJE SZÍVCSAKRA – ZÖLD A SZÍNSPEKTRUM KÖZÉPSŐ SZÍNE

A ZÖLD SZÍN HATÁSA	HOL HASZNÁLJUK?	IDŐTARTAM
a központi idegrendszer részét képező szimpatikus idegekre kifejtett hatása révén csökkentheti a vérnyomást és a véredények falára ható nyomást	szívcsakra	zöld: 5 perc vörös: fél perc, amíg nem érezhető javulás
üdít, energizálja a szervezetet	szívcsakra, gerinc	zöld: 20 perc vörös: 2 perc
érzelmi kiegyensúlyozó hatással bír	szívcsakra	zöld: 10 perc vörös: 1 perc
segítheti a szövet- és izomképződést	gyenge izmok	zöld: 10 perc vörös: fél perc naponta, amíg nincs javulás
sokkhatás enyhítésében is segíthet	szívcsakra	zöld: 10 perc vörös: fél perc
kíméletes fertőtlenítő és baktériumölő hatás	érintett terület	zöld: 20 perc vörös: 1 perc

A zöld a szeretet, a növekedés, a fejlődés, a tapasztalatlanság, a termékenység, a remény, az egyensúly és az új élet színe. Továbbá a féltékenységet, az irigységet és a babonás hitet is szimbolizálja. Az érzelmek színe.



## A 7 SZÍN EREJE TOROKCSAKRA – KÉK

A KÉK SZÍN HATÁSA	HOL HASZNÁLJUK?	IDŐTARTAM
enyhítheti a gyulladást	torokcsakra	kék: 10 perc vörös: 1 perc naponta kétszer, amíg nem érezhető javulás
gyorsítja az anyagcserét, energiával tölti fel	torokcsakra	kék: 10 perc vörös: 1 perc hetente egyszer
csökkenti a lelki feszültséget	torokcsakra, tarkó	kék: 20 perc vörös: 2 perc
torok-, gége- és mandulagyulladás, afta és fülgyulladás tüneteinek enyhítésére	torokcsakra	kék: 10 perc vörös: 1 perc naponta kétszer
megnyugtatja a hiperaktív gyereket	torokcsakra	kék: 10 perc vörös: 1 perc naponta egyszer egy héten át
gyorsíthatja az égési sérülések gyógyulását	égett bőrfelület	kék: 10 perc vörös: fél perc naponta kétszer a gyógyulásig

Pszichológiai szempontból a kék a zöldnél is nyugtatóbb hatású a különböző érzelmi problémák esetén. A kék a meditáció és a spirituális fejlődés színe. Ellazítja, lecsendesíti az elmét. A kékhez kapcsolódik az igazság, az elkötelezettség, a nyugodtság és az őszinteség, az intuíció és egyéb, magas szintű mentális minőségek. Közvetlen kapcsolatban áll az önkifejezéssel.





## A 7 SZÍN EREJE HOMLOKCSAKRA – INDIGÓKÉK

AZ INDIGÓKÉK SZÍN HATÁSA	HOL HASZNÁLJUK?	IDŐTARTAM
az álmatlanság hatékony ellenszere	homlokcsakra	indigókék: 10 perc narancssárga: 1 perc
serkentheti a szövetképződést	égett bőrfelület	indigókék: 5 perc narancssárga: 1 perc, igény szerint
enyhítheti az akut homloküregi panaszokat	homlokcsakra, szemek	indigókék: 5 perc narancssárga: 1 perc naponta kétszer
csökkenti a hátfájdalmat	homlokcsakra és a problémás terület	indigókék: 10 perc narancssárga: 1 perc
segíthet elállítani a vérzést	a vérző testrész	indigókék: 20 perc narancssárga: 2 perc
gyorsíthatja az ekcéma gyógyulását	problémás bőrfelület	indigókék: 5 perc narancssárga: 1 perc egy hétig

Pszichológiai szempontból az indigókék a fegyelem, a rendszeretet, a hit és a hatékonyság színe. Úgy tartják, hogy segít legyőzni a függőséget okozó érzelmeket. Az indigókék felhossa elnyomott félelmeinket (hogyan rájöhessünk, miről szólnak, és hogyan kapcsolódnak betegségünkhöz). Önmagunkért való felelősségvállalásra ösztönöz.



# Indigókék

## A 7 SZÍN EREJE KORONACSAKRA – LILA

A LILA SZÍN HATÁSA	HOL HASZNÁLJUK?	IDŐTARTAM
enyhíti a pszichológiai eredetű betegségek tüneteit	koronacsakra, a tarkó irányában megvilágítva	lila: 10 perc citromsárga: 1 perc egy hétig
fertőtleníti a bőrt	problémás bőrterület	lila: 5 perc citromsárga: 1 perc
serkentheti a lép fehérvérsejtermelését	gyomortájék jobb oldala	lila: 15 perc citromsárga: 1 perc egy hétig
tágíthatja a véredényeket, csökkentheti a vérnyomást	koronacsakra	lila: 10 perc citromsárga: 1 perc egy hétig
pihenteti az idegrendszert és a szívet, enyhíti a fejfájást	koronacsakra, a tarkó irányában megvilágítva	lila: 15 perc citromsárga: 1 perc
fejbőr- és koponyasérülés, agyrázkódás esetén segíthet enyhíteni a tüneteket	koronacsakra	lila: 15 perc citromsárga: 1 perc

Pszichológiai szempontból a lila az önismerettel és a spirituális tudatossággal áll kapcsolatban. Elősegíti az égő és a szellem egységét. Az lila az önismeret színe. Különösen intenzív hatású, ezért használata gyermekeknél nem ajánlott.



## A BIOPTRON SZÍNSZŰRŐK ALKALMAZÁSAI

### SZÍNEKKEL A JÓ KÖZÉRZETÉRT

#### SZÍNMASSZÁZS

A BIOPTRON színszűrők kiválóan alkalmazhatók nyugtató masszázsok kiegészítésére. Ilyenkor a masszázs közben különböző színű fénysugarakkal világítjuk meg a lemerült energiaközpontokat. A színes fény, az olajos masszázs és a csakra-terápia együttese helyreállítja a személyes harmóniát és jó közérzetet. Ha erősebb hatást szeretnénk elérni, közvetlenül a masszázsolajokat is megvilágíthatjuk a színes lencséken átszűrődő fényvel.

### SZÍNEK A KOZMETIKÁBAN

A BIOPTRON fényterápia és a színszűrők ismert és kedvelt eszközök a kozmetológiában, hiszen bőrünk mindig hűen tükrözi szerveink energetikai állapotát. Minden egyes apró ránc és folt, a bőr színe és állaga, vízmegkötő képessége, stb. testünk és szellemünk láthatatlan energiáinak dinamikus áramlásáról szolgáltat információt.

A BIOPTRON színszűrők különösen a ráncok, tág pórusok, pigmentfoltok, narancsbőr, száraz és érdes bőr, illetve olajos, zsíros bőr ápolásánál hatékonyak. A színes fény jótékony hatása a bőrön azonnal érzékelhető: frissebbnek, simábbnak és fiatalosabbnak tűnik.





## SZÍNEK HASZNÁLATA **AZ ÁLLATOKNÁL**

A BIOPTRON színszűrők az állatok kezelésében is sikerrel alkalmazhatók.

### AZ ÁLLATOKNAK IS VANNAK CSAKRÁI

Akárcsak nekünk, embereknek, az állatoknak is vannak csakrái, ráadásul – bár az ő testük inkább vízszintes irányú – a mieinkhez nagyon hasonló helyeken. Nekik azonban van még egy főcsakrájuk, mely a váll felett található: ez az úgynevezett mellső csakra. Ezt néha „kulcscsakrának” is nevezik, hiszen központi szerepet játszik, és rajta keresztül a többi csakrára is hatással lehetünk. Bár a legtöbb állat nem képes az emberhez hasonló színérzékelésre, ez nem jelenti azt, hogy nincsenek rájuk hatással a színek energiái. Sőt, az állatok rendkívül érzékenyek az energia-változásokra, tehát a színek jótékony hatásaira is. Mindemellet kérjük, ne feledje, hogy semmilyen kiegészítő módszer nem helyettesítheti az állatorvosi kezelést.

## BIOPTRON SZÍNSZŰRŐK ELŐNYÖK ÉS JÓTÉKONY HATÁSOK

### WELLNESS MÓDSZER AZ EGÉSZSÉGTUDATOS EMBEREK SZÁMÁRA

- Biztonságosan használható mind felnőtteknél, mind gyermekeknél, mind állatoknál.
- Természetes, orvosi beavatkozást nem igénylő és könnyen használható.
- Lassú, de tartós változásokat hoz, melyek egész életére kihatnak.
- Hatékony és nem időigényes.
- Saját közérzetünket javíthatjuk, így nőhet az önbizalmunk.
- Segítség érzelmi, mentális és fizikai problémák esetén.
- Svájci termék.
- Egyedülálló és speciálisan tervezett színes üvegszűrők.



## SZÍNSZŰRŐK ALKALMAZÁSA SZAKIRODALOM

- ANDERSON, MARY, Color Healing, The Aquarian Press, 1979  
CAYCE, EDGAR, Auras, An Essay on the Meaning of Colors, A.R.E Press, 1973  
CHIAZZARI, SUZY, The Complete Book of Color, Element, 1998  
DALICHOW, IRENE and BOOTH, MIKE, Aura-Soma, Hay House Inc., 1996  
DINSHAH, DARIUS, Let There Be Light, NJ USA, ISBN 0-933917-00-7  
GIMBEL, THEO, Healing Through Color, The C.W.I Daniel Company Ltd., 1980  
GIMBEL, THEO, The Color Therapy Workbook, Element, 1993  
GRAHAM, HELEN, Healing with Color, Newleaf, 1996  
HOLBECHE, SOOZI, The Power of Gems and Crystals, Piatkus, 1989  
KELLY, JOHN, The All-Seasons Garden, Windward, 1987  
LACY, MARIE LOUISE, Know Yourself Throuhg Color, The Aquarian Press, 1989  
LACY, MARIE LOUISE, The Power of Color to Heal the Environment, Rainbow Bridge Publications, 1996  
OUSELEY, S.G.J., Color Mediations, L.N. Fowler & Co. Ltd., 1949  
POLUNIN, MIRIAM, Healing Foods, Dorling Kindersley, 1997  
SUN, HOWARD & DOROTHY, Color Your Life, Piatkus, 1998  
SUNDT, THERESA, Color Therapy Presentation 2007, [www.color-discovery.com](http://www.color-discovery.com)  
VERNER-BONDS, LILIAN, Color, Southwater, 1999  
WALL, VICKY, the Miracle of Color Healing, Thorsons, 1995  
WAUTERS, AMBIKA and THOMPSON, GERRY, Principles of Color Healing, Thorsons, 1997  
WILLS, PAULINE, Working With Color, Hodder & Stoughton, 1999



## BIOPTRON SZÍNSZŰRŐ KÉSZLET



**BIOPTRON** színszűrő készlet bioinformáció alkalmazásához az akupresszúrás pontokon ill. a csakrák stimulációjához  
**PAG-965**

**BIOPTRON** színszűrő készlet a csakrák stimulációjához  
**PAG-992**

BIOPTRON AG  
Sihleggstrasse 23  
CH-8832 Wollerau, Switzerland  
☎ + 41 43 888 28 00  
☎ + 41 43 888 28 99  
✉ light@biopton.com  
www.biopton.com



**ZEPTEK Ungarn Kft.**

1138 Budapest, Váci út 191. • Tel.: 36 1 437 6633  
E-mail: zepter@zepter.hu • www.zepter.hu  
Cg. 01-09-076039

**Bemutatóterem és üzlet:**

1138 Budapest, Váci út 191.  
Tel.: 36 1 323 2426 • E-mail: info@zepter.hu

Keressen bennünket a  facebookon is.  
[www.facebook.com/zepterlevegotisztitas](http://www.facebook.com/zepterlevegotisztitas)  
[www.facebook.com/zepter.biopton](http://www.facebook.com/zepter.biopton)  
[www.facebook.com/zepterviztisztitas](http://www.facebook.com/zepterviztisztitas)  
[www.facebook.com/zepterkozmetikumok](http://www.facebook.com/zepterkozmetikumok)  
[www.facebook.com/fozzonazepterrel](http://www.facebook.com/fozzonazepterrel)