

Kezelési útmutató

HyperOn

masszírozó készülék

HM-2

HU

*Köszönjük, hogy a HyperOn
masszírozó készüléket választotta.
A HyperOn masszírozó készülék
a legkorszerűbb technológia
segítségével nyújtja a valódi
masszírozás élményét otthoni
körülmények között. A könnyű,
hordozható és tartós készülékkel
különlegesen lágy, ugyanakkor
a szövetek mélyéig hatoló
masszázsban lehet része.*

TARTALOMJEGYZÉK

2	BEVEZETÉS	7	MŰSZAKI ADATOK
3	A HYPERON MASSZÍROZÓ JELLEMZŐI	8	HULLADÉKKEZELÉS
4	BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	9	JÓTÁLLÁS
6	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	10	HIBAELHÁRÍTÁS
6	MASSZÍROZÓ ÜZEMMÓDOK	10	MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

HyperOn

masszírozó készülék

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

MASSZÁZSFUNKCIÓK
5 FÉLE REZGÉSI MÓD:

MASSZÍROZÁSI TERÜLET
AZ ERGONOMIKUS KÉSZÜLÉKKEL
KÖNNYEN ELÉRHETŐ A NYAK, A HÁT,
A DERÉK ÉS EGYÉB LÁGY TERÜLETEK

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
A KÉSZÜLÉK AKKUMULÁTORA
HORDOZHATÓSÁGOT ÉS VEZETÉK
NÉLKÜLI HASZNÁLATOT TESZ
LEHETŐVÉ. A MASSZÍROZÓ
INTELLIGENS REZGÉSI MÓD
MEMÓRIÁVAL RENDELKEZIK,
UTAZÁSKOR LEZÁRHATÓ, FEJE
PEDIG PUHA ÉS RUGALMAS.



Biztonsági előírások

Az útmutatóban az alábbi jelzésekkel hívjuk fel a figyelmét a különféle fontos részletekre



Figyelem! Az ilyen felhívások a termék megfelelő használatát segítő kiegészítő információkat és hasznos tanácsokat jelölik.



Vigyázat! A készülék biztonságos használata érdekében legyen óvatos.

1. Ez a használati útmutató a termék tartozéka. Olvassa el figyelmesen az útmutatóban található instrukciókat és biztonsági előírásokat, mivel ezek fontosak a HyperOn masszírozó készülék megfelelő használatához és karbantartásához. **Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy szükség esetén a későbbiekben is fellapozhassa!**
2. A csomagolóanyagok eltávolítása után győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen.
3. Ha a használati útmutató valamely pontja nem világos az Ön számára, akkor a készülék használata előtt mindképp kérjen segítséget egy szakképzett Zepter munkatárstól.
4. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett adatok kompatibilisek-e az Ön elektromos hálózatával.
5. Ne használjon átalakítókat, többcsatlakozós elosztókat vagy hosszabbító kábeleket. Ha ezek használata mégis elkerülhetetlen, győződjön meg róla, hogy a választott adapter, elosztó vagy hosszabbító megfelel a hatályos biztonsági előírásoknak.
6. Ha bármilyen sérülést észlel a készüléken, ne használja. Hibás működés esetén azonnal kapcsolja ki és ne próbálja megjavítani. Minden javítást a hivatalos Zepter szervizközpontban végeztesen el.
7. Gondoskodjon róla, hogy a készülék elektromos kábele ne akadasson be sehová és ne érhesse éles tárgyakhoz.
8.  **Figyelem!** Biztonsági okokból ne használja a készüléket töltés közben!
9. A készülék tisztítása előtt húzza ki a készülék elektromos csatlakozóját a fali aljzatból.
10. Ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a masszírozó fej és a kezelt testfelület közé.
11. Vizes, nedves kézzel ne érjen a készülék elektromos csatlakozójához és ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

12.  **Vigyázat!** Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba, mert fennáll az áramütés veszélye!
13.  **Vigyázat!** Ne használja a készüléket párás környezetben (pl. fürdőszobában) és/vagy olyan környezetben, ahol maró (korrozív) gázok vannak jelen.
14. Ne használja a masszírozót kültéri környezetben és ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárási körülményeknek, pl. esőnek, jégesőnek, hónak, erős szélnek, stb.
15. Ne használja a masszírozót robbanásveszélyes, illetve fokozottan gyulladásveszélyes anyagok vagy gázok közelében, valamint nyílt láng közelében.
16.  **Figyelem!** Étkezést követően legalább egy órát várjon, mielőtt használná a készüléket.
17. A készüléket gyermekek és csökkent fizikai-, érzékszervi- vagy szellemi képességű személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve abban az esetben, ha részletesen tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatával és az esetlegesen felmerülő veszélyekkel kapcsolatban. A készüléket csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják a fentieknek megfelelően. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
18. A HyperOn masszírozó készülék kizárólag otthoni használatra szolgál.
19. A készülék csak a rendeltetésének megfelelő funkciókra – tehát otthoni masszírozásra – használható a jelen használati útmutatóban leírtaknak megfelelően. A gyártó nem vonható felelősségre a helytelen, nem megfelelő vagy felelőtlen használatból eredő károkért.
20. A készülék kizárólag enyhén nedves ronggyal tisztítható. Ne használjon súrolószereket, alkoholt vagy egyéb oldószert.



Vigyázat! A készülék az alábbi esetekben nem használható:

- Várandósság esetén
- Fertőző bőrbetegség esetén
- Bármilyen bőrbetegség esetén
- Csontritkulás esetén
- Szívbetegség esetén vagy amennyiben a páciens elektronikus orvosi implantátummal (pl. pacemaker) rendelkezik
- Magas láz esetén
- Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság esetén
- Azok a páciensek, akik a közelmúltban műtéten estek át, csak orvosi jóváhagyással használhatják a készüléket
- Ne használja a készüléket olyan testfelületen, amelyen nyílt seb található.

Használati útmutató

Tudnivalók a készülék első használatával kapcsolatban



Figyelem! A terméket gyárilag aktivált utazási zárral szállítjuk.

Első használatkor ki kell oldania a HyperOn masszírozó készülék zárfunkcióját. Egyszerre nyomja meg, majd tartsa nyomva 2 másodpercig a bekapcsoló gombot és az üzemmód gombot. A masszírozó zárfunkciójának kioldódását hangjelzés (egy sípolás) jelzi. Ezután a készülék készen áll a használatra.



Bekapcsoló gomb

- A HyperOn masszírozó bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. A vörös jelzőfény világítani kezd.
- A HyperOn masszírozó kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. A vörös jelzőfény kialszik, készülék pedig leáll.

Üzemmód gomb

- A különböző rezgő üzemmódok kiválasztásához nyomja meg az üzemmód gombot. Az üzemmód gomb segítségével 5 különböző masszázis üzemmód közül választhat. Az üzemmód-váltást a készülék hangjelzéssel, illetve a vörös jelzőfény villanásaival jelzi:
- 1-es üzemmód: gyenge – egy villanás
- 2-es üzemmód: közepes – két villanás
- 3-as üzemmód: erős – három villanás

- 4-es üzemmód: szakaszos rezgés – négy villanás
- 5-ös üzemmód: hullámzó rezgés – öt villanás

Készenléti üzemmód

- A masszírozó 15 perc után automatikusan kikapcsol.
- Azt javasoljuk, hogy 15 percnél hosszabb ideig ne használja a masszírozó készüléket. Ha még szeretné tovább használni, a masszírozás folytatása előtt várjon 30 percet, hogy a készülék le tudjon hűlni.
- Ha túl hosszú ideig működteti a készüléket szünet nélkül, az a masszírozó túlmelegedéséhez és a termék élettartamának csökkenéséhez vezethet.

Tisztítás

- A masszírozót kizárólag semleges tisztítószerrel és enyhén nedves ronggyal szabad tisztítani. Ne használjon súrolószereket, alkoholt vagy egyéb oldószert.

Töltés

A készülék töltési ideje kb. 3–4 óra.

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a készülék hangjelzést ad, a jelzőfény pedig villogni kezd.

- A masszírozó töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt töltő adaptert a készülék töltőaljzatába, az adapter másik csatlakozóját pedig a fali elektromos aljzatba.
- A készülékhez USB töltőkábelt mellékelünk, amellyel a fali konnektorokon kívül más forrásokból is tölthető (pl. hordozható külső akkumulátor vagy egy számítógép 5V DC USB csatlakozója).
- Töltéskor a készülék jelzőfénye folyamatosan villog.
- A töltés befejezésekor a jelzőfény folyamatosan világít.

 **Vigyázat! Ne töltsa a HyperOn masszírozót 24 óránál hosszabb ideig.**

A töltés befejezésekor húzza ki a töltőt a készülékből.

 **Figyelem! Biztonsági okokból a készülék töltés közben nem használható.**

Műszaki adatok

TERMÉK NEVE ÉS MODELLSZÁMA	HYPERON MASSZÍROZÓ; HM-2
SÚLY	0,36 KG
ANYAG	KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOK
AKKUMULÁTOR TÍPUSA	DC 3,7 V/2200 mAh LI-ION HENGER ALAKÚ ÚJRATÖLTETHETŐ AKKUMULÁTOR
TÖLTÉSI IDŐ	KB. 3-4 ÓRA
TÖLTŐ ADAPTER BEMENETI FESZÜLTSÉGE	100–240V~, 50/60HZ, 0,2A
TÖLTŐ ADAPTER KIMENETI FESZÜLTSÉGE	5V  1.0A
FESZÜLTSG	DC5/1A (USB)
TELJESÍTMÉNY	5 W
AUTOMATIKUS LEÁLLÍTÁS	15 PERC
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG	KÍNA

Üzemeltetési tudnivalók

- A készüléket csak tiszta levegőben használja. +40 °C-os hőmérséklet és 86–106 kPa légköri nyomás mellett a relatív páratartalom nem lehet magasabb, mint 80%.
- Töltés esetén az ajánlott hőmérséklet-tartomány 0–45 °C.
- Ha alacsony hőmérsékleten (0 °C alatt) tölti a készüléket, akkor csökken az akkumulátor élettartama és kapacitása.

Utazó mód

- Az utazó zárfunkció segítségével elkerülhető, hogy a készülék szállításkor véletlenül magától bekapcsoljon, ezzel lemerítve az akkumulátort.
- Az utazó mód aktiválásához egyszerre tartsa nyomva 2 mp-ig a bekapcsoló gombot és az üzemmód gombot. A masszírozó ekkor egy hangjelzés kíséretében (két sípolás) lezár. A bekapcsoló gomb inaktívvá válik, tehát ebben a módban nem lehet bekapcsolni a masszírozót.
- Az utazó mód kikapcsolásához kövesse a készülék első használatára vonatkozó instrukciókat az útmutató előző fejezetének elején.

Hulladékkezelés

Az alábbi hulladékkezelési előírások az Európai Unió tagállamaiban, illetve a szelektív hulladékgyűjtő rendszert működtető egyéb európai országokban hatályosak.



Az elhasznált akkumulátorok elhelyezése

Ez a termék akkumulátorokat tartalmaz. A fenti piktogram azt jelzi, hogy az akkumulátorokat tilos a normál háztartási szemétbe dobni. Az elhasznált akkumulátorokat az erre kijelölt gyűjtőpontokon adja le, hogy újrahasznosíthassák őket.

Az akkumulátorok nem tartalmaznak a határértékeknél nagyobb mennyiségben higanyt, kadmiumot vagy ólmot, így megfelelnek az Európai Parlament és Tanács 2006/66/EC irányelvének és kiegészítéseinek.

Saját biztonsága érdekében ne távolítsa el az akkumulátort a termékből és probléma esetén forduljon a hivatalos Zepter szervizközponthoz.

Az akkumulátor cseréjét kizárólag a hivatalos Zepter szervizközpont végezheti.



Vigyázat! Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni vagy elégetni. Ez rendkívül veszélyes és robbanást okozhat.



Az elhasznált elektromos és elektronikus eszközök elhelyezése

Ez a jelzés a terméken, illetve annak kiegészítőin, tartozékain vagy csomagolásán azt jelzi, hogy élettartama végén a terméket és kiegészítőit nem egyszerű háztartási hulladékként kell kezelni, hanem az erre kijelölt helyen és módon kell elhelyezni a helyi hatósági előírásoknak megfelelően. Az Európai Parlament és Tanács 2002/96/EC irányelvének megfelelően a hivatalos WEEE hulladékgyűjtő szolgáltató helyi képviselőjéhez is fordulhat.

Az elektromos eszközök egyes részeinek szelektív gyűjtése segít megelőzni a környezetszennyezés káros hatásait és csökkenti azokat a veszélyforrásokat, amelyek megfelelő hulladékkezelés hiányában ártalmasak lehetnek az emberek egészségére.

Ezen felül lehetővé teszi az anyagok újrafelhasználását, így nyersanyagokat és energiát takaríthatunk meg. A gyűjtésre, szelektálásra, és az újrafelhasználásra vonatkozó részletes információkért keresse a WEEE begyűjtő szolgáltatás üzemeltetőjét vagy a hivatalos Zepter szervizközpontot.

Jótállás

A készüléket csak az eredeti rendeltetésének megfelelő célokra szabad használni, tehát otthoni masszírozásra. A gyártó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a készülék nem megfelelő, helytelen, vagy felelőtlen használatából ered.

Minden háztartási gépünk szigorú minőségellenőrzésen ment keresztül, a gyártási hibákra jótállás vonatkozik. A jótállási időszak a termék szállítólevelén feltüntetett átvételi időponttal kezdődik. A jótállás érvényesítéséhez igazolni kell az eredeti vásárlást, tehát az eladáshoz kapcsolódóan kiállított számlát fontos megőrizni.

A jótállás időszakot illetően a helyi hatályos törvények és rendeletek az irányadók.

A jótállási időszakon belül a gyártó a gyártási hibáknak bizonyuló alkatrészek javítását vagy cseréjét díjmentesen vállalja. Azokat a hibákat, amelyek nem egyértelműen anyag- vagy gyártási hibából erednek, kivizsgáljuk a Zepter Szervizközpontban vagy cégünk központjában és a keletkezett hiba függvényében állapítjuk meg a javítás árát.

E jótállás nem változtat a fogyasztó törvényes jogain, illetve a forgalmazóval szembeni és az adásvételi megállapodásból fakadó jogain, melyekről a hatályban lévő és ide vonatkozó nemzeti törvények rendelkeznek.

Vonatkozó nemzeti törvények hiányában e garancia marad a fogyasztó egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége, és a gyártó nem vonható felelősségre semmi olyan közvetett vagy közvetlen kárért, amely e termék jótállási feltételein túlmutat.

A gyártó felelőssége a vásárló által ténylegesen kifizetett vételáráig terjed, azon túl viszont nem.



Figyelem! Amennyiben a termék megvásárlása után a sorozatszámot tartalmazó címkét eltávolítják vagy az nem olvasható, a gyártó fenntartja a jogot a jótállási szolgáltatás elutasítására.

Ha bármilyen megjegyzése vagy kérdése van a készülék működésével vagy a jótállással kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal Zepter értékesítőjéhez.

A jótállás nem vonatkozik:

- Az alkatrészek természetes használódására, kopására.
- Szállításból, nem megfelelő használatból, illetve gondatlan és/vagy helytelen használatból eredő károokra.
- A masszírozó készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károokra.
- Olyan károokra, amelyek a biztonsági előírások és a jelen használati útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyásából adódnak.

- Olyan javításokból és karbantartásból származó károokra, melyeket nem a kijelölt szervizben végeztek el.

A jótállás kizárólag akkor érvényes, ha:

- A készülék anyaghibás vagy gyártási hibás.
- Nincs nyoma vásárló által okozott külső sérüléseknek.
- Nincsenek a készülékben a gyáritól eltérő, idegenek által beépített alkatrészek.

Hibaelhárítás



Figyelem! Ne próbálja saját maga megjavítani a HyperOn masszírozó készüléket. Probléma esetén mindig forduljon a hivatalos Zepter szervizközponthoz.

Ne használja a masszírozót, ha bármilyen sérülést észlel rajta. Rendellenes működés esetén kapcsolja ki a készüléket és forduljon az Önhöz legközelebbi hivatalos Zepter szervizközponthoz.

HIBAJELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A KÉSZÜLÉKET NEM LEHET BEKAPCSOLNI	AZ AKKUMULÁTOR LEMERÜLT	TÖLTSE FEL A MASSZÍROZÓT ÉS PRÓBÁLJA ÚJRA
	A TERMÉK UTAZÓ MÓDBAN VAN	AZ UTAZÓ MÓD FEJEZETBEN LEÍRTAK SZERINT OLDJA FEL AZ UTAZÓ ZÁRAT A MASSZÍROZÓN
A TERMÉK MŰKÖDÉS KÖZBEN KIKAPCSOL	AZ AKKUMULÁTOR LEMERÜLT	TÖLTSE FEL A MASSZÍROZÓT
	A MASSZÍROZÓT 15 PERCNÉL TOVÁBB HASZNÁLTA	15 PERC ELTÉLTÉVEL ÉLETBE LÉPETT AZ AUTOMATA LEÁLLÍTÁSI FUNKCIÓ. 30 PERC SZÜNET UTÁN INDÍTSA ÚJRA A KÉSZÜLÉKET.
A MASSZÍROZÓ HANGOT AD KI MŰKÖDÉS KÖZBEN	EZ NORMÁLIS JELENSÉG, A MOTOR HANGJA HALLATSZIK	

Megfelelőségi nyilatkozat

A HyperOn masszírozó a következő európai irányelveknek felel meg:

- Az Európai Parlament és Tanács 2006/95/EC számú, korlátozott feszültségtartományon belüli üzemeltetésre tervezett elektromos eszközökre vonatkozó irányelvnek és kiegészítéseinek,
- az Európai Parlament és Tanács 2014/30/EU számú, az elektromágneses kompatibilitásról szóló irányelvnek, valamint
- az Európai Parlament és Tanács 2011/65/EU számú, egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelvnek.

Az EC megfelelési nyilatkozat garantálja, hogy a készülék biztonságos és átesett a szükséges bevizsgáláson és tesztelésen, így minden vonatkozó szabványnak, irányelvnek, és szabálynak megfelel.

A sorozatgyártás megfelel:

A Vámunió 020/2011-es számú, „Technikai eszközök elektromágneses kompatibilitásáról” szóló műszaki szabályainak, valamint a Vámunió 004/2011-es számú, „Alacsony feszültségű eszközök biztonságáról” szóló műszaki szabályainak.



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

